

10 ml+15 ml Pipettier-Reservoir, steril, PS, weiß

Dual Reservoir
10.2 x 2.5 x 2.1 cm (L x B x H)



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 40 x 5 Stück
Artikel-Nr.: 675035 | Biozym

232,60 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Material: PS
Sterilität: steril
Verpackung: Packung à 40 x 5 Stück
Volumen: 10 ml und 15 ml

Pipettier-Reservoirs

Premium Pipettier Reservoirs, besonders robust und stabil durch größere Wandstärke.

- Die speziell designten Eckbereiche verhindern ein Verkleben aufeinander gestapelter Reservoirs
- Ausgusslinien in den Eckbereichen ermöglichen ein verlustfreies Entleeren der Reservoirs
- Die nach unten konisch zulaufenden Reservoirs enden in einer abgerundeten Rinne, durch die nahezu verlustfrei das eingefüllte Reagenz im Bedarfsfall aufgenommen werden kann.
- Alle Reservoirs verfügen über Graduierungen
- Die 25 ml Dual Reservoirs bieten die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Flüssigkeiten in einem Reservoir vorzulegen. Dabei wird die Kammer in einen 10 ml und einen 15 ml Teil durch eine innere Barriere aufgeteilt.
- Alle sterilen Reservoirs sind individuell in hoch qualitativen HDPE Beuteln verpackt und durch ein ISO zertifiziertes Unternehmen Gamma sterilisiert worden.