

Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD3epsilon

Syrian Hamster IgG
500A2



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B152320 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 152320

184,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F
Clone: 500A2
Format: A647
Isotype: Syrian Hamster IgG
Species of Origin: Syrian Hamster
Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD3epsilon

Clone: 500A2
Isotype: Syrian Hamster IgG
Other_Names: CD3epsilon, T3, CD3
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: A647
App_Abbrev: IHC-F, FC
Species of Origin: Syrian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16391>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>