

## APC/Fire 750 anti-human CD271 (NGFR)

Mouse IgG1, kappa  
ME20.4



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B345116 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 345116

**296,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** ME20.4  
**Format:** APC\_F750  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

APC/Fire 750 anti-human CD271 (NGFR)

Clone: ME20.4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: p75NTR, TNFRSF16, p75(NTR), Gp80-LNGFR, NGFR, Nerve Growth Factor Receptor

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC\_F750

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16306>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>