

## APC anti-human HLA-DR, DP, DQ

Mouse IgG2a, kappa  
Tü39



**BioLegend**  
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B361713 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 361713

**100,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** Tü39  
**Format:** APC  
**Isotype:** Mouse IgG2a, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 25 tests

APC anti-human HLA-DR, DP, DQ

Clone: Tü39

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other\_Names: MHC class II, Major Histocompatibility complex II, human leukocyte antigen, HLA

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16319>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>