

Five-O 5 ml Screw Cap Tubes, unsteril



Benchmark Scientific

5 Beutel à 100 Stück

Artikel-Nr.: 55C2530 | Benchmark | Hersteller-Nr.: C1005-SC5

103,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 5 Beutel à 100 Stück

5 ml SchraubverschlussgefäÙe im Beutel

Optimal für:

- myFUGE 5 Centrifuge (Art.-Nr.: 55C1005-E)
- BeadBlaster Microtube Homogenizer (Art.-Nr.: 55D2400-E)
- BeadBug 6 Six Position Homogenizer (Art.-Nr.: 55D1036-E)