

Gelschale, UV transparent (22.9 cm x 17.8 cm)

Schale für Transport & Aufnahme von DNA Gelen zum
Kontaminationschutz des Transilluminators



1 Stück
Artikel-Nr.: 511023 | Azure

158,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

UV-transparente Arbeitsplatte - Schutz vor mechanischen Beschädigungen von UV-Transilluminatoren beim Extrahieren von Banden (Transilluminatoroberfläche besteht aus Borosilikatglas oder Quarzglas, besonders kratzempfindlich) - Nutzbar auf allen gängigen Transilluminatoren zum präparativen Arbeiten (Achtung: unbedingt UV Schutz für Augen und Haut benutzen) - Nutzbar mit den Wellenlängen 254nm, 302nm, 315nm oder auch 470nm (Blaulicht)