

Purified anti-eIF4A1

Rat IgG2a, kappa
W17130C



BioLegend
From Revvity

25 µg

Artikel-Nr.: B666201 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 666201

81,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, IHC-P, IP, WB
Clone: W17130C
Format: PURE
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

Purified anti-eIF4A1

Clone: W17130C
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: EIF4A1, Eukaryotic Translation Initiation Factor 4A1
Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat, Hamster
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC, IHC-P, IP
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16702>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>