

## YourTaq Direct-Load PCR Mix, 2x



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350102301 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0102301

**85,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Gel-Direktauftrag:</b>	Gel-Direktauftrag
<b>High-Fidelity:</b>	nein
<b>Hot-Start:</b>	nein
<b>Master Mix / Enzym:</b>	Master Mix
<b>Multiplex:</b>	nein
<b>PCR / RTPCR:</b>	PCR
<b>PCR-Optimierung:</b>	Standard
<b>Verpackung:</b>	200 rxn of 50 µl

Optimierter PCR Master Mix für schnelles Setup Resistent gegen PCR-Inhibitoren für „Direct PCR“ Direktes Auftragen des PCR-Produktes auf das Gel Master Mix enthält 2 Farbstoffe (blau und gelb) zum Monitoring des Gellaufs Hochreine Taq-Polymerase und dNTPs