

YourTaq Direct-Load PCR Mix, 2x



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350102301 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0102301

75,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Gel-Direktauftrag:	Gel-Direktauftrag
High-Fidelity:	nein
Hot-Start:	nein
Master Mix / Enzym:	Master Mix
Multiplex:	nein
PCR / RTPCR:	PCR
PCR-Optimierung:	Standard
Verpackung:	200 rxn of 50 µl

Optimierter PCR Master Mix für schnelles Setup Resistent gegen PCR-Inhibitoren für „Direct PCR“ Direktes Auftragen des PCR-Produktes auf das Gel Master Mix enthält 2 Farbstoffe (blau und gelb) zum Monitoring des Gellaufs Hochreine Taq-Polymerase und dNTPs