

## Flange Plug Caps, naturfarben

für 16 mm Tubes und Küvetten  
Polyethylen



1 Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 761260 | Biozym

**79,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** Stopfen  
**Farbe:** natur  
**Material:** PE  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen
- Einfachstes Anbringen und Abnehmen bei 16 mm Tubes und Röhrchen
- Schutz vor gefährlichen Aerosolen und Mikroorganismen
- In 6 Farben erhältlich
- Nicht steril
- Nicht autoklavierbar

Diese Deckel sind mit zwei flexiblen Flanschen ausgestattet, die einen dichten Verschluss gewährleisten. Sie passen auf Reagenzgläser, aber auch auf Rundküvetten und Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 16 mm