

Culture Tubes PP, farblos, 12 x 75 mm

Volumen 5 ml, Geringe Oberflächenspannung
Polypropylen



Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 761140LST | Biozym

108,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel
Farbe: farblos
Form: U-Boden
Material: PP
Sterilität: unsteril
Verpackung: Beutel à 1000 Stück
Volumen: 5 ml

- Polypropylen
- Einwegartikel
- Reine Thermoplaste ohne Formtrennmittel
- Autoklavierbar bis 121°C
- Nicht steril
- Bis 3000 g zentrifugierbar
- 5 ml
- 12 x 75 mm

Ideal für den Einsatz in der Bakteriologie, RIA, Gerinnung und anderen Routinelaborverfahren. Es werden keine Formtrennmittel verwendet, die bei RIA-Tests Fehler und Interferenzen verursachen könnten. Die Präzisionsformung mit neusten Thermoplasten gewährleistet, dass diese Tubes eine einheitliche Größe und Form haben und chemisch sauber und gebrauchsfertig sind.

Diese Tubes aus Polypropylen sind transparent und halten Zentrifugationsgeschwindigkeiten von bis zu 3000 g stand. Polystyrol verträgt bei Raumtemperatur die meisten Säuren, Basen und Lösungsmittel. Die Tubes sind nur unter Gewalteinwirkung brechbar und können bei 121°C autoklaviert werden

Diese Culture Tubes werden aus einem speziell formulierten Polypropylen hergestellt, das eine niedrige Oberflächenspannung aufweist, um eine optimale Probenausbeute zu erzielen.