

Culture Tubes PP, farblos, 12 x 75 mm, 5 ml

nach Öffnungsrichtung sortiert gepackt
Polypropylen



8 Boxen à 125 Stück
Artikel-Nr.: 761140Z | Biozym

154,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel
Farbe: farblos
Form: U-Boden
Material: PP
Sterilität: unsteril
Verpackung: 8 Boxen à 125 Stück
Volumen: 5.0 ml

- Sortiert nach Öffnungsrichtung verpackt
- Polypropylen
- Deckel aus Polyethylen
- Einwegartikel
- Reine Thermoplaste ohne Formtrennmittel
- Autoklavierbar bis 121°C
- Nicht steril
- Bis 3000 g zentrifugierbar
- 5 ml
- 12 x 75 mm

Ideal für den Einsatz in der Bakteriologie, RIA, Gerinnung und anderen Routinelaborverfahren. Es werden keine Formtrennmittel verwendet, die bei RIA-Tests Fehler und Interferenzen verursachen könnten. Die Präzisionsformung mit neusten Thermoplasten gewährleistet, dass diese Tubes eine einheitliche Größe und Form haben und chemisch sauber und gebrauchsfertig sind.

Diese Tubes aus Polypropylen sind transparent und halten Zentrifugationsgeschwindigkeiten von bis zu 3000 g stand. Polystyrol verträgt bei Raumtemperatur die meisten Säuren, Basen und Lösungsmittel. Die Tubes sind nur unter Gewalteinwirkung brechbar und können bei 121°C autoklaviert werden.