

## YourTaq PCR Mix, 2x



200 rxn of 50 µl  
Artikel-Nr.: 350102201 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0102201

**80,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**High-Fidelity:** nein  
**Hot-Start:** nein  
**Master Mix / Enzym:** Master Mix  
**Multiplex:** nein  
**PCR / RTPCR:** PCR  
**PCR-Optimierung:** Standard  
**Verpackung:** 200 rxn of 50 µl

#### Der Allround-Mix

- Optimierter PCR Master Mix für schnelles Setup
- Hochreine Taq-Polymerase und dNTPs
- Höchste Sensitivität und Spezifität
- Resistent gegen PCR-Inhibitoren für „Direct PCR“