

YourTaq PCR Mix, 2x



200 rxn of 50 μ l
Artikel-Nr.: 350102201 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0102201

71,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
High-Fidelity: nein
Hot-Start: nein
Master Mix / Enzym: Master Mix
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 200 rxn of 50 μ l

Der Allround-Mix

- Optimierter PCR Master Mix für schnelles Setup
- Hochreine Taq-Polymerase und dNTPs
- Höchste Sensitivität und Spezifität
- Resistent gegen PCR-Inhibitoren für „Direct PCR“