

ApStarTaq™ DNA Polymerase, 5 U/μl



250 Units

Artikel-Nr.: 350201501 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0201501

61,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

High-Fidelity:	nein
Hot-Start:	ja
Master Mix / Enzym:	Enzym
Multiplex:	nein
PCR / RTPCR:	PCR
PCR-Optimierung:	Standard
Verpackung:	250 Units

Features

- Aptamer-basierte Hot-Start-Funktionalität
- Keine Aktivierungsschritte erforderlich
- Hohe PCR-Spezifität und Sensitivität
- Außergewöhnlich reine Taq-DNA-Polymerase für empfindliche PCR-Anwendungen und hohe Ausbeuten

Applikationen

- Schnelle PCR-Reaktionen in der Endpunkt- und Realtime-Analyse
- Hot-Start-PCR bis zu 3 kb
- Amplifikation von Targets mit niedriger Kopienzahl
- RT-PCR und TA-Klonierung