

YourTaq Hot Start PCR Mix, 2x



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350202201 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0202201

114,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

High-Fidelity: nein
Hot-Start: ja
Master Mix / Enzym: Master Mix
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 200 rxn of 50 µl

Optimierter Mastermix für hohe Ausbeute

- Hochreine Taq-Polymerase und dNTPs
- Resistent gegen PCR-Inhibitoren
- Exzellente Sensitivität und Spezifität