

YourTaq Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2x



200 rxn of 50 µl
Artikel-Nr.: 350202301 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0202301

120,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Gel-Direktauftrag: Gel-Direktauftrag
High-Fidelity: nein
Hot-Start: ja
Master Mix / Enzym: Master Mix
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 200 rxn of 50 µl

Features

- Außergewöhnlich reine YourTaq Hot Start DNA Polymerase
- Optimierter Mastermix für erhöhte Amplifikationsausbeute und direkte Beladung des Gels
- Resistent gegen PCR-Inhibitoren zur direkten PCR-Amplifikation
- Hervorragende PCR-Spezifität und Sensitivität für ein breites Spektrum von Amplikons

Applikationen

- Routine und anspruchsvolle PCR-Amplifikation bis zu 3 kb
- Geeignet zur Amplifikation von niedrigen Zielkopienzahl
- TA-Klonierung