

CAPITAL qRT-PCR Green Mix, 4x



200 rxn of 20 µl
Artikel-Nr.: 350502301 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0502301

161,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Interkalierender Farbstoff
Format: flüssig
Konzentration: 4x
ROX: kein
Verpackung: 200 rxn of 20 µl

One-Step RT qPCR Mix

- 4x-Mix zur Quantifizierung von unterschiedlichsten RNA-Templates
- Höchste Sensitivität und Spezifität
- Auch als High/Low Rox Variante erhältlich