

## CAPITAL qRT-PCR Green Mix, 4x



200 rxn of 20 µl  
Artikel-Nr.: 350502301 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0502301

**128,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**Frühlingsaktion

**Applikation:** Interkalierender Farbstoff

**Format:** flüssig

**Konzentration:** 4x

**ROX:** kein

**Verpackung:** 200 rxn of 20 µl

#### One-Step RT qPCR Mix

- 4x-Mix zur Quantifizierung von unterschiedlichsten RNA-Templates
- Höchste Sensitivität und Spezifität
- Auch als High/Low Rox Variante erhältlich