

## CAPITAL qRT-PCR Green Mix LRox, 4x



200 rxn of 20 µl  
Artikel-Nr.: 350502401 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0502401

**161,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Applikation:** Interkalierender Farbstoff  
**Format:** flüssig  
**Konzentration:** 4x  
**ROX:** Low Rox (im Mastermix)  
**Verpackung:** 200 rxn of 20 µl

#### One-Step RT qPCR Mix

- 4x-Mix zur Quantifizierung von unterschiedlichsten RNA-Templates
- Höchste Sensitivität und Spezifität
- Auch als High/Low Rox Variante erhältlich