

CAPITAL qPCR Probe Mix, lyophilized, 4x



200 rxn of 20 µl

Artikel-Nr.: 350502601 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0502601

114,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Sonde
Format: Lyophilisiert
Konzentration: 4x
ROX: kein
Verpackung: 200 rxn of 20 µl

Transport und Lagerung bei Raumtemperatur

- Bequemer Mastermix mit hoher Spezifität
- 4x-Mix für Single- und Multiplex-Applikationen
- Sensitiv – auch für low abundance Targets geeignet