

Purified anti-Thioredoxin 1

Mouse IgG1, kappa
4H12A59



BioLegend
From Revvity

25 µg

Artikel-Nr.: B658901 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 658901

81,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: 4H12A59
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-Thioredoxin 1

Clone: 4H12A59
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Thioredoxin-1 (Trx1), Fip, FipA, TsnC, TrxA.
Size: 25 µg

Reactivity: E. coli
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9140>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>