

Capp multi Pipette, 16-Kanal, 0.2 - 2 µl

Mehrkanal-Pipette
variables Volumen



AHN
Biotechnologie
GmbH

1 Stück

Artikel-Nr.: 650540 | **AHN**

895,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 16-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Capp multi
Pipettenvolumen: bis 2 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Multichannel Pipette For 384-well Plates