

ExpellPlus 384 Tips für CappAero Mehrkanalpipetten

steril
für 16-, 48-, 64-Kanal Pipetten



AHN
Biotechnologie
GmbH

Packung à 10 Racks à 384 Tips
Artikel-Nr.: 670500 | AHN

409,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Pipettenspitzen Linie: Labcon
Spezialeigenschaften: für Capp Mehrkanal
Sterilität: steril
Verpackung: Packung à 10 Racks à 384 Tips

ExpellPlus 384 Tips für CappAero Mehrkanalpipetten

Sterile Low Retention Pipettenspitzen