

ExpellPlus 384 Filtertips für CappAero MKPipetten

steril, Volumen 0.2 - 50 µl
für 16-, 48-, 64-Kanal Pipetten



AHN
Biotechnologie
GmbH

Packung à 10 Racks à 384 Tips
Artikel-Nr.: 670501 | AHN

461,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: ja
Länge: normal
Low Binding: nein
Pipettenspitzen Linie: Labcon
Spezialeigenschaften: für Capp Mehrkanal
Sterilität: steril
Verpackung: Packung à 10 Racks à 384 Tips

ExpellPlus 384 Filter-Tips für CappAero Mehrkanalpipetten

Sterile Low Retention Filterspitzen