


iStir HP 320 Hot Plate Stirrer

inkl. PT1000 und Stativ



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück

Artikel-Nr.: 552697 | Biozym

227,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Digitaldisplay:	ja
Heizfunktion:	ja
Kategorie:	Heizplatte
Max. Kapazität:	10 l
Oberfläche:	Edelstahl
Plattform Durchmesser:	bis 140 mm
Rühfunktion:	ja
Verpackung:	1 Stück

Robuster Heizrührer mit Edelstahlplatte

- Maximales Rührvolumen von 10 Litern
- Einstellung der Heiztemperatur von Umgebungstemperatur auf max. 320 °C
- Variable Geschwindigkeitseinstellung von 200 bis 2.200 U/min in Schritten von 10 U/min
- Großer Timer-Bereich von 1 bis 999 Minuten & Endlosmodus