

## APC anti-human/mouse CD266 (Fn14, TWEAK R)

Mouse IgG2b, kappa  
ITEM-4



**BioLegend**  
From Revvity

25 µg  
Artikel-Nr.: B314107 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 314107

**133,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** ITEM-4  
**Format:** APC  
**Isotype:** Mouse IgG2b, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 25 µg

APC anti-human/mouse CD266 (Fn14, TWEAK R)

Clone: ITEM-4

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other\_Names: Fibroblast growth factor-inducible 14 kD protein (Fn14), TWEAK receptor, TNFRSF12A

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: APC

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17153>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>