

Color Sprout Plus Mini-Zentrifuge - lila

Basiseinheit mit 2 SnapSpin-Rotoren



1 Stück
Artikel-Nr.: 552032 | Biozym

239,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Max. Drehzahl 6000 rpm
Max. rel. Zentrifugalkraft 2000 x g
Netzspannung 230 V, 50/60 Hz (110 V-Version lieferbar)

SnapSpin-Rotorformate

Runder Rotor

6 x 1,5/2,0 ml Tubes
0,4/0,5 ml Tubes mit Adapter

Strip Rotor

2 x 8 Well 0,2 ml Strips
16 x 0,2 ml Tubes

Abmessungen

130 x 150 x 100 mm (B x T x H)

Beschreibung

Farbe: lila
Kapazität: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2 ml)
max. RCF (x g): bis 2000
Positionen (1.5/2.0 ml): 0 bis 8
Verpackung: 1 Stück

Inklusive Sprout Plus Zubehör

- Akzeptiert auch längere Tubes und Gefäße mit größerem Deckel und LidLock
- Power Button für sicheren Start und Stop
- SnapSpin Rotorwechsel in Sekunden, ganz ohne Werkzeug!
- Inkl. 2 SnapSpin™-Rotoren und Adapter für 0.2 bis 2.0 ml Tubes und 8 Well Strips
- 5 Jahre Garantie!