

## Color Sprout Plus Mini-Zentrifuge - blau

Basiseinheit mit 2 SnapSpin-Rotoren



1 Stück  
Artikel-Nr.: 552033 | Biozym

**169,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Technische Daten

**Max. Drehzahl** 6000 rpm  
**Max. rel. Zentrifugalkraft** 2000 x g  
**Netzspannung** 230 V, 50/60 Hz (110 V-Version lieferbar)

#### SnapSpin-Rotorformate

##### Runder Rotor

6 x 1,5/2,0 ml Tubes  
0,4/0,5 ml Tubes mit Adapter

##### Strip Rotor

2 x 8 Well 0,2 ml Strips  
16 x 0,2 ml Tubes

#### Abmessungen

130 x 150 x 100 mm (B x T x H)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS  
**Farbe:** blau  
**Kapazität:** 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2 ml)  
**max. RCF (x g):** bis 2000  
**Positionen (1.5/2.0 ml):** 0 bis 8  
**Verpackung:** 1 Stück

#### Inklusive Sprout Plus Zubehör

- Akzeptiert auch längere Tubes und Gefäße mit größerem Deckel und LidLock
- Power Button für sicheren Start und Stop
- SnapSpin Rotorwechsel in Sekunden, ganz ohne Werkzeug!
- Inkl. 2 SnapSpin™-Rotoren und Adapter für 0.2 bis 2.0 ml Tubes und 8 Well Strips
- 5 Jahre Garantie!