

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene

Deckel: grün, Rack mit Barcode



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Röhrchen/Karton

Artikel-Nr.: 593741GRE-BR | **Thermo**

586,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode
Farbe:	Deckel: grün
Format:	Latch Rack mit Barcodes
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 96 Röhrchen/Karton
Volumen:	1.0 ml