

## Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene  
Deckel: weiß, Rack mit Barcode



SCIENCE IS OUR BUSINESS

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Röhrchen/Karton  
Artikel-Nr.: 593741WHI-BR | Thermo

**586,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	Matrix
<b>Codierung:</b>	2D-Barcode
<b>Farbe:</b>	Deckel: weiß
<b>Format:</b>	Latch Rack mit Barcodes
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/96
<b>Produktart:</b>	Gefäß mit Deckel
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	Innengewinde
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	5 Racks à 96 Röhrchen/Karton
<b>Volumen:</b>	1.0 ml