

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
mit Schreibfeld, farbloser Deckel, Barcode-Rack



ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Röhren/Karton
Artikel-Nr.: 593741-WP-BR | Thermo

669,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode, Barcode-Rack, Schreibfeld
Format:	Latch Rack mit Barcodes
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 96 Röhren/Karton
Volumen:	1.0 ml