

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 0.5 ml, WP, V

mit Deckel, farblos, Schreibfeld, Barcode-Rack

Deckel: farblos



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Gestelle à 96 Röhren/Karton
Artikel-Nr.: 593744-WP-BR | Thermo

653,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	2D-Barcode, Rack mit Code, Schreibfeld
Format:	Rack im SBS Format
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Gestelle à 96 Röhren/Karton
Volumen:	0.5 ml