

Nunc Cryobank 2D Barcoded Tube, 1.8 ml

mit Außengewindedeckel, Graduierung, Schreibfeld
Barcode am Rack



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 48 Tubes
Artikel-Nr.: 59374500-BR | Thermo

843,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Nunc
Codierung:	2D-Barcode, Schreibfeld
Format:	Beutel
Passend für Rackformat:	SBS/48
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde
Verpackung:	10 Latch Racks à 48 Tubes
Volumen:	1.8 ml