

nUVa Clean - UV Pipette Carousel



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55P5590-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: P5590-E

475,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Pipettenständer – dekontaminiert Pipetten

- Desinfiziert Pipettenschäfte mit UV (254 nm) in nur 28 Minuten
- Einfacher Workflow: Pipetten einstellen und Startknopf drücken
- Eliminiert / inaktiviert bis zu 99 % von Nukleinsäuren / mikrobiellen Kontaminationen
- Geeignet für alle Einkanal-Pipetten