


Quantitas Pro DNA Marker 50 bp – 1.5 kb

100 Anwendungen

17 Banden, Referenzbanden bei 200 und 500 bp



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 x 500 µl

Artikel-Nr.: 617101 | Biozym

61,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Bandenanzahl: 17

Eigenschaften: quantitativ, ready-to-load

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: DNA Marker

Trennbereich: 50 bp - 1.5 kb

Verpackung: 1 x 500 µl

Quantitative Molekulargewichtsmarker mit diskreten Referenzbanden, vorgemischt mit Ladepuffer und fix-und-fertig zur Auftragung auf Ihr Gel.

Die Vorteile:

- Präzise Bandmuster
- Klare Referenzbanden für leichte Identifizierung
- "Ready-to-use" – enthält bereits Ladepuffer
- Quantitativ
- Bei Raumtemperatur stabil
- Geeignet für alle Agarosen und Fertiggele

Die Daten:

- Konzentration: 54µg/500µl
- Größenbereich: 50 – 1.500bp
- Anzahl Banden: 17 Stück
- Referenzbanden bei: 200 und 500bp

- Optimales Ladevolumen: 5µl/Tasche
- Tracking Dye: Orange G

Versandtemperatur: 15-30°C

Lagerbedingungen: Bis zum ersten Gebrauch bei -20°C lagern. Nach Anbruch bis zu 6 Monate auch bei +4°C haltbar. Bitte vermeiden Sie wiederholtes Auftauen und Einfrieren!