


## Quantitas Pro DNA Marker 100 bp – 10 kb

100 Anwendungen  
13 Banden, Referenzbanden bei 1 und 3 kb



1 x 500 µl  
Artikel-Nr.: 617121 | Biozym

**33,21 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**Frühlingsaktion

**Bandenanzahl:** 13

**Eigenschaften:** quantitativ, ready-to-load

**Kategorie:** Elektrophorese

**Produkttyp:** DNA Marker

**Trennbereich:** 100 bp - 10 kb

**Verpackung:** 1 x 500 µl

Quantitative Molekulargewichtsmarker mit diskreten Referenzbanden, vorgemischt mit Ladepuffer und fix-und-fertig zur Auftragung auf Ihr Gel.

#### Die Vorteile:

- Präzise Bandmuster
- Klare Referenzbanden für leichte Identifizierung
- "Ready-to-use" – enthält bereits Ladepuffer
- Quantitativ
- Bei Raumtemperatur stabil
- Geeignet für alle Agarosen und Fertiggele

#### Die Daten:

- Konzentration: 57µg/500µl
- Größenbereich: 100 – 10.000bp
- Anzahl Banden: 13 Stück
- Referenzbanden bei: 1.000 und 3.000bp

- Optimales Ladevolumen: 5µl/Tasche
- Tracking Dye: Bromphenolblau

Versandtemperatur: 15-30°C

Lagerbedingungen: Bis zum ersten Gebrauch bei -20°C lagern. Nach Anbruch bis zu 6 Monate auch bei +4°C haltbar. Bitte vermeiden Sie wiederholtes Auftauen und Einfrieren!