

Western-Ready MES SDS-PAGE Running Buffer (10X)



BioLegend
From Revvity

1 L

Artikel-Nr.: B426307 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 426307

62,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev:WB

Format: WSTRN_RDY

Verpackung: 1 L

Western-Ready MES SDS-PAGE Running Buffer (10X)

Clone:

Isotype:

Other_Names:

Size: 1 L

Reactivity:

Format: WSTRN_RDY

App_Abbrev: WB

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17834>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>