

40er CryoFreeze GripRack

geeignet für alle "Sternfuß" CryoFreeze Vials
LxBxH = 195 x 96 x 25 mm



1 Stück

Artikel-Nr.: 733300 | Biozym

28,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Farbe: weiß/grau

Stellplätze: 40

Verpackung: 1 Stück

- Klare Beschriftung
- Kontrastreiche alphanumerische Indexierung für schnelle Probenidentifikation.
- Gerippte Vertiefungen: Dank der Rippen in den Vertiefungen lassen sich Röhrchen mit Sternfuß-Boden leicht mit einer Hand öffnen oder schließen.
- Rutschsicherer Boden: Rutschfeste Gummigriffe an der Basis halten das Rack sicher auf der Arbeitsfläche.
- Temperaturbereich: -80°C bis 121°C.
- Hergestellt aus robustem Polypropylen.
- Material: Polypropylen
- Gefäßgröße: 1.0 bis 5.0 ml, besonders geeignet für Sternfuß Gefäße
- Rackformat: 4 x 10
- Abmessung: 195 x 96 x 25 mm
- Temperaturbereich: - 80°C bis + 121°C