

YourTaq Hot Start PCR Mix, lyophilized, 2x



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350202403 | biotechrabbit | Hersteller-Nr.: BR0202403

149,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Format:	Lyophilisiert
High-Fidelity:	nein
Hot-Start:	ja
Master Mix / Enzym:	Master Mix
Multiplex:	nein
PCR / RTPCR:	PCR
PCR-Optimierung:	Standard
Verpackung:	200 rxn of 50 µl

Transport und Lagerung bei Raumtemperatur

- Ultrareine YourTaq DNA Polymerase
- Optimierter Master Mix für hohe Ausbeute
- Höchste Sensitivität und Spezifität