

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblich

gemischt, Optical Clear Flat Cap, High Profile
Uncutable, DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Beutel à 24 Soft-Strips = 120 Strips
Artikel-Nr.: 710973 | Biozym

83,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig
Eigenschaften: uncutable
Farbe: gemischt
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: 5 Beutel à 24 Soft-Strips = 120 Strips
Volumen: 0.2 ml