

## 100-well ID Rack, Karton, inkl.10x10 Stift Divider

LxBxH=133x133x53 mm, wasserfest  
Farblich gemischt, Klappdeckel, Stift-Divider PP



Packung à 4 x 5 Stück (20 Stück)  
Artikel-Nr.: 730103G | Biozym

**102,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:**Lager

**Farbe:** gemischt

**Verpackung:** Packung à 4 x 5 Stück (20 Stück)

Für 0.5 ml Tubes und Cryovials