

Spitzen 20 µl Typ Rainin LTS

steril
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741606X



11 Refills à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3007 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1011-265-000-9

59,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Rainin Typ
Sterilität:	steril
Verpackung:	11 Refills à 96 Stück



20 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 0.1-2, 0.5-10, 2-20
- Rainin E4XLS 8 Ch 0.5-10, 2-20; 12 Ch 0.5-10
- Rainin EDP1 with LTS 0.5-10, 2-20; 8/24 Ch 1-10, 2-20
- Rainin EDP3 with LTS 0.5-10, 2-20; 8/24 Ch 0.5-10
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 0.1-2, 0.5-10, 2-20
- Rainin XLS+ 1/12 Ch 0.1-2, 0.5-10, 2-20