

Spitzen 200 µl XL FlexTop



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: LC1581 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1012-800-000-9

29,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück

Generelle Vorteile der Labcon Pipettenspitzen:

- Einzigartige platz- und abfallsparende Refillsysteme (>90 % weniger Verpackung und Abfall)
- Hergestellt aus 100 % "medical grade" Kunststoffen ohne Recyclate oder Kunststoffmassenware
- Metallrückstands-frei, keine extrahierbaren Rückstände
- Verwendung von autoklavierbaren, robusten Scharnier-Racks mit Schnappverschluss
- Seit 2011 Fertigung durch einen hohen Anteil an Solarenergie (> 30 %) zur Schonung von fossilen Energiequellen
- Einsatz von energiesparenden, neuen Maschinen (Automated Processing) – Earth Friendly
- Test auf Passform und Pipettierverhalten mit echten Pipetten unter realistischen Bedingungen (keine Konen Dummy)
- Spitzen sind frei von nachweisbarem ATP, RNase / DNase (Nuklease), Endotoxin und Pyrogen
- Lotnummern geführte Zertifikate für alle Testergebnisse im Labcon Download Bereich

Eclipse® UltraFine Pipettenspitzen 200 µl - Universalspitze für alle gängigen 200 µl Modelle

"Low Force" Spitzen - Aufstecken mit minimalem Kraftaufwand bei perfektem Sitz der Spitze auf dem Pipettenschaft. Diese ultimativen Spitzen verfügen über einen einzigartig dünnen und flexiblen Aufsteckbereich, der sich wie kein anderer an den

Pipettierenden anpasst.

Sie verfügen auch über eine nicht abgeschrägte Spitze, die so präzise ist, dass Sie leicht die kleinsten Probenmengen abgeben können. Der Aufsteckbereich ist abgeschrägt, um sicherzustellen, dass die Spitzen auch von Mehrkanalpipetten leicht aufgenommen werden können.

Material: klares Polypropylen. Spitzen und Racks sind autoklavierbar (122 °C).