

Spitzen 300 µl Typ Rainin LTS

steril
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741636X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3075 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1015-965-008-9

71,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 300 µl
Pipettenspitzen Linie: Labcon
Spezialeigenschaften: Rainin Typ
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück



300 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin LTS E4XLS 8 Ch 20-300; 12 Ch 20-300
- Rainin LTS Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 20-300
- Rainin LTS XLS+ 1/12 Ch 20-300