

## Spitzen 250 µl Typ Rainin LTS

steril  
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741616X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3065 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1018-965-008-9

**76,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	250 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Rainin Typ
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück



### 250 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Integra Viaflo Electronic 10-300 (to 200 µl); 8/12 Ch 10-300 (to 200 µl)
- Rainin E-Man Hybrid 10-100, 20-200
- Rainin E4XLS 8 Ch 5-50, 20-200; 12 Ch 5-50, 20-200
- Rainin EDP1 with LTS 10-100, 20-200; 8/24 Ch 5-50, 20-200
- Rainin EDP3 with LTS 5-50, 20-200; 8/25 Ch 5-50, 20-200
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 10-100, 20-200

- Rainin XLS+ 1/12 Ch 10-100, 20-200