

## Spitzen 1000 µl Typ Rainin LTS

steril  
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741626X



5 Refills à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3087 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1019-265-000-9

**37,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Rainin Typ
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	5 Refills à 96 Stück



1000 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 100-1000
- Rainin E4XLS 8 Ch 100-1000; 12 Ch 100-1000
- Rainin EDP1 with LTS 100-1000
- Rainin EDP3 with LTS 100-1000; 8/24 Ch 100-1000
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 100-1000

- Rainin XLS+ 1/12 100-1000, 100-1200