

## Spitzen 5 ml Typ Eppendorf/Sartorius

steril



labcon

1 Rack à 49 Stück

Artikel-Nr.: LC1655 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1027-745-000-9

**29,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	5000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	1 Rack à 49 Stück