

Spitzen 5 ml Typ Eppendorf (Research plus)

steril



labcon

1 Rack à 49 Stück

Artikel-Nr.: LC1675 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1028-745-000-9

26,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	5000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Sterilität:	steril
Verpackung:	1 Rack à 49 Stück