

## Spitzen 10 ml Typ Universal



labcon

1 Rack à 36 Stück

Artikel-Nr.: LC1684 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1029-740-000-9

**22,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Labcon
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Rack à 36 Stück